

HARMONY HARMONIE

Care-Recliner
Model C-207

Fauteuil inclinable
Modèle C-207



LPA MEDICAL INC.

460, Desrochers, #150, Vanier, Québec, Canada, G1M 1C2

Tel: (418) 681-1313, (800) 663-4863

Fax : (418) 681-4488

lpa@lpamedical.com <http://www.lpamedical.com>



1940, Country Club Road, Long Lake, MN 55356 USA

Tel: (888) 845-6447

Fax: (952) 745-0197

<http://www.optimaol.com>

HARMONY HARMONIE

Care-Recliner
Model C-207

Fauteuil inclinable
Modèle C-207



Assembly and Operation


Your HARMONY care-recliner is built for years of trouble-free service. Carefully read and follow the instructions step-by-step to assemble, operate and care for your recliner.

Assemblage et utilisation

Votre fauteuil HARMONIE est conçu pour des années de confort. Nous vous recommandons de lire et suivre les instructions étape par étape pour l'assemblage.


Enlarged View

Vue explosée



Chair Adjustments

- A. The seat height from floor is adjustable from 17 ½" to 20 ½", by 1" increments.
- B. The initial seat angle with the floor is adjustable. Depending of the seat height, it's adjustable from -2° to 12°.
- C. The seat depth is adjustable from 17" to 18 ½".
- D. The angle of the starting position between seat and backrest is adjustable from 5° to 18°.



Ajustements possibles du fauteuil


- A. La hauteur siège/sol est ajustable de 17 ½" (445mm) à 20 ½" (521mm) avec incrémentation de 1"
- B. L'angle initial de l'assise avec le sol est ajustable. Selon la hauteur d'assise elle passe de -2° à 12°
- C. La profondeur du siège est ajustable de 17" (432mm) à 18 ½" (469mm).
- D. L'angle de départ siège/dossier est ajustable de 5° à 18°.

1. Seat height (A) and Seat Angle Adjustments (B).

- 1.1. Determine if the seat height should be adjusted up or down.
- 1.2. Loosen the 4 screws (2 at front and 2 at rear) of the seat structure. **DO NOT REMOVE.**
- 1.3. Remove the 2 front screws and move the seat structure to the desired position. **BE SURE EACH SIDE IS AT THE SAME LEVEL.** Replace the bolts with the lock washers.
- 1.4. Remove the 2 rear screws and move the seat structure to the desired position to obtain the correct seat angle. **BE SURE EACH SIDE IS AT THE SAME LEVEL.** Replace the bolts with the lock washers.
- 1.5. **FIRMILY THIGHTEN** the 4 screws.


1. Hauteur siège / sol (A) et angle d'assise (B).

- 1.1. Déterminer si le siège doit être relevé ou abaissé.
- 1.2. Desserrer les 4 boulons (2 avant et 2 arrière) qui maintiennent le support du siège. **NE PAS LES ENLEVER**
- 1.3. Enlever les 2 boulons avant et positionner le support de siège à la hauteur ciblée. **ASSUREZ-VOUS QUE LES DEUX CÔTÉS SONT AU MÊME NIVEAU.** Remettre les boulons sans oublier les freins d'écrous.
- 1.4. Enlever les 2 boulons arrière et positionner le support de siège à la hauteur ciblée afin de donner l'angle d'assise adéquat. **ASSUREZ-VOUS QUE LES DEUX CÔTÉS SONT AU MÊME NIVEAU.** Remettre les boulons sans oublier les freins d'écrous.
- 1.5. **SERRER ADÉQUATEMENT** les 4 ensembles de boulons.



2. Seat Depth Adjustment (C)

- 2.1. Loosen (DO NOT REMOVE) the 2 sliding bolts on the bracket on each rear side of the seat as shown.
- 2.2. Adjust the seat depth correctly and tighten the bolts. Adjust each side to the same depth.
- 2.3. Tighten the bolts loosened in 2.1.




2. Profondeur d'assise (C)

- 2.1. Desserrer (NE PAS ENLEVER) les 2 boulons de chaque côté à l'arrière du siège. Tel qu'illustré.
- 2.2. Ajuster correctement la profondeur et resserrer les boulons. Ajuster les 2 cotés à la même profondeur.
- 2.3. Resserrer les boulons de chaque côté que vous aviez desserré à l'étape 3.1.

3. Backrest Angle Adjustment (D)

- 3.1. Loosen (DO NOT REMOVE) the 2 bolts on the bracket at each rear side of the backrest as shown below.
- 3.2. To adjust the backrest angle, loosen or tighten the bolts at the rear of the bracket until the desired angle is achieved.
- 3.3. Tighten the bolts loosened in 3.1.




3. Ajustement de l'angle de dossier (D)

- 3.1. Desserrer (NE PAS ENLEVER) les 2 boulons de chaque côté à l'arrière du dossier.
- 3.2. Afin d'ajuster l'angle de dossier visser ou dévisser le boulon de pression à l'arrière du support de dossier.
- 3.3. Resserrer les boulons de chaque côté que vous aviez desserrés à l'étape 3.1.

Accessories

Lateral Tray (right or left)

- a) Fold up the tray to the horizontal position and push back to secure it.
- b) To fold down, raise it a slightly and pull out the tray.




Accessoires

Tablette latérale (gauche / droite)

- a) Lever la tablette et pousser la vers l'intérieur pour la sécuriser en position horizontale.
- b) Pour le rangement, lever légèrement la tablette et tirer la vers l'extérieur.

Elbows Supports Adjustment

- a) Loosen (NOT REMOVE) the 2 U-bolts on the elbows support.
- b) Adjust it to minimum 1/4" over the armrest on each side when the chair is closed.
- c) Tighten the U-bolts on each side.



Ajustement des appuis-coudes

- a) Desserrer (NE PAS ENLEVER) les 2 boulons en U de chaque côté de l'appui-coudes.
- b) Lorsque la chaise est en position fermée, ajuster à 6mm (1/4") minimum au-dessus des appuis-bras de chaque côté.
- c) Resserrer les 2 boulons en U.

LPA MEDICAL WARRANTY

TERMS & CONDITIONS

GENERAL:

- All items & prices listed are subject to change without notice. We reserve the right to change and/or improve any product as deemed advisable without notification. Shipments will be made at prevailing prices at time of shipment.

FREIGHT CLAIMS:

- LPA MEDICAL can not accept claims for merchandise that has been damaged in transit. Examine all merchandise upon delivery. If damage has occurred, it is the consignee's responsibility to file a claim with the carrier immediately if damage is apparent upon delivery or within 5 days if it is subsided damage.

RETURN GOODS

- Merchandise to be returned must have prior written authorisation from our Customer Service Department. All request must include the following information:
Reason for requested return
LPA MEDICAL invoice or acknowledgement number
LPA MEDICAL model or part number and number of cartons and items being returned.
Unauthorised returns will not be accepted. All authorised returns must be shipped pre-paid except where there has been an error in processing or a defect in materials or workmanship, in which case Customer Service will issue special instructions.

WARRANTY: 3-1

- LPA MEDICAL warranty covers all defects in workmanship or materials for the following periods of time.
From date of purchase:
-Metal parts (frame) 3 years
-Mechanism: 3 years
-Upholstery, tray, wheel (fill material, fabric covers): 1 year
If service required is order this warranty, contact our Customer Service Department in giving the following information
1- Model or part number involved
2- Date of purchase, including LPA MEDICAL invoice or acknowledgement number
3- A description of the problem.

WHAT LPA MEDICAL WILL COVER

- LPA MEDICAL will at our option repair or replace at no charge to you, the original purchaser, the defective product or parts during the periods of given time

WHAT LPA MEDICAL WILL NOT COVER

- Normal wear and tears (frame, wheels, fabrics)
- Accidental damage including fire and water
- Fabric facing and metal oxidation (rust)
- Cost of transportation to or from LPA MEDICAL factory
- Unauthorised repairs made or attempted
- Damage resulting from abnormal or unreasonable use.

Your Rights Under Province or state law. This warranty gives you specific legal rights, your may also have other rights which vary from Province to Province or State to State.

GARANTIE LPA MÉDICAL

TERMES & CONDITIONS

GÉNÉRAL:

- LPA MÉDICAL se réserve le droit de modifier sans avis ou obligation la conception, les spécifications et les prix des équipements qu'elle manufacture. Le transport est chargé au prix en vigueur au moment de l'expédition.

TRANSPORT:

- Toute marchandise endommagée par le transport devra faire l'objet d'une déclaration immédiate à la livraison, suivi d'une réclamation écrite dans les cinq (5) jours suivants. Une copie de la réclamation devra être envoyée à LPA.

RETOUR DE MARCHANDISE:

- Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans autorisation écrite de notre service à la clientèle. Toute réclamation devra inclure les informations suivantes:
Les raisons du retour
Le numéro de la facture ou du bon de livraison
Le numéro du modèle ou de la pièce
La quantité de marchandise retournée.
Le retour de marchandise non autorisé ne sera en aucun temps accepté. Tous les retours autorisés devront être envoyés port payé, sauf s'il y a eu erreur dans la commande ou si les items envoyés sont défectueux. Dans ce cas, communiquez avec LPA pour des instructions spéciales.

GARANTIE 3-1

- La garantie LPA MÉDICAL couvre les défauts de fabrication à partir de la date d'achat:
-Structure métallique: 3 ans
-Mécanisme : 3 ans
-Rembourrage, plateau, roues: 1 an
Si une pièce fait défaut, contacter notre service à la clientèle avec les informations suivantes:
1- Modèle, no. Série et no. de pièce
2- Date d'achat et numéro de facture
3- Description du problème

ENGAGEMENT

- L'obligation de LPA MÉDICAL se limite expressément à corriger le défaut par l'ajustement, réparation ou remplacement de l'équipement, à la seule discrétion de LPA Médical.

EXCLUSION

- Usure normale (mécanisme, rembourrage, structure)
- Dommages dus à l'eau ou au feu
- Rouille du métal et recouvrement abîmé
- Coût du transport à l'usine
- Réparation non autorisée ou faite avec d'autres pièces que celles d'origine
- Dommages dus à un usage anormal ou abusif.

Cette garantie pourrait s'appliquer qu'en partie si certaine de ses provisions sont interdites par juridiction qui ne peuvent être prévues. Cette garantie vous donne certains droits spécifiques qui peuvent différer selon votre localité.

WARNING

All brakes **MUST BE ENGAGED AT ALL TIMES** except during transportation.

This product is equipped with a mechanized legrest. **DO NOT** let children sit on this chair without supervision. **NOT** let children operate any mechanism. **A child could be seriously injured when declining the legrest.**

ALWAYS leave an empty chair in the upright position.

Keep hands and feet clear of all mechanisms.

ONLY the occupant should operate the chair.

Be sure all adjustments are correct and bolts and nuts are tightened before sitting patient in the chair.

All adjustments must be supervised by a healthcare professional.

This product is intended for use in a secure environment and under constant supervision.

HARMONY Maintenance

For optimum performance, it is necessary that the chair be kept clean and all parts adjusted properly.

When needed, the upholstered surfaces must be washed with a mild detergent diluted or dissolved in water. If necessary, a mild, clear disinfectant can be used for hygienic purposes.

Metal parts of the chair should also be kept clean using the same mild detergent solution as described above.

AVERTISSEMENT

Tous les freins **DOIVENT ÊTRE APPLIQUÉS EN TOUT TEMPS** à l'exception des déplacements du fauteuil.

Ce produit est équipé d'un appui-jambes mécanisé. **NE PAS** laisser d'enfant sans surveillance opérer ou près du fauteuil. Lors de la fermeture du mécanisme un enfant pourrait être blessé.

Lorsque le fauteuil est inoccupé **TOUJOURS** le laisser en position fermée.

Garder les mains et les pieds hors de portée du mécanisme d'appui-jambes.

SEUL l'occupant du fauteuil doit opérer le fauteuil.

S'assurer que tous les ajustements sont adéquats et que tous les boulons sont serrés solidement avant d'asseoir quiconque dans le fauteuil.

Tout ajustement doit être fait sous la supervision d'un professionnel qualifié.

Ce produit doit être utilisé dans un environnement sécuritaire et sous supervision constante.

Entretien du fauteuil HARMONIE

Pour assurer une utilisation maximale du fauteuil, il est nécessaire qu'il soit tenu propre et les pièces ajustées adéquatement.


Les surfaces de recouvrement de vinyle doivent être lavées, au besoin, à l'eau additionnée d'un détergent doux. Selon le besoin, un désinfectant doux, non coloré, peut être utilisé pour compléter l'hygiène.

Les pièces métalliques externes du fauteuil doivent être nettoyées au besoin en utilisant la même solution que pour les recouvrements.

How to use of your HARMONY


All brakes **MUST BE ENGAGED AT ALL TIMES**, except during transportation.

1. To open the leg rest, sit in the chair and take support on the end of the armrest to push back your body. This will activate the mechanism and open the leg rest.




2. To incline the backrest, lie back into the chair.

3. To decline the backrest, move back into the upright position.




4. To decline the leg rest, push it down with your feet. At the same time, grip the armrest and pull forward.



Utilisation du fauteuil HARMONIE

Tous les freins **DOIVENT ÊTRE APPLIQUÉS EN TOUT TEMPS** à l'exception des déplacements du fauteuil.


1. Afin d'ouvrir l'appui jambe, une fois assis dans le fauteuil, appliquer une pression sur les appuis-bras afin de pousser votre corps vers l'arrière. Ceci activera le mécanisme et ouvrira l'appui-jambe



2. Pour ouvrir le dossier, déplacer le haut de votre corps vers l'arrière.

3. Pour fermer le dossier, déplacer le haut de votre corps vers l'avant.

4. Pour fermer l'appui-jambes, appliquer une pression avec vos pieds sur l'appui-jambes. Simultanément tirer sur le bout des appuis bras.



Standard Part List	
CS-1100	Base frame
CS-1210	Mechanism support structure
CS-1220	Seat frame
CP-1230	LEFT mechanism
CP-1231	RIGHT mechanism
CS-1310	Backrest rear brace
CS-1320	Backrest RIGHT adjustment plate
CS-1321	Backrest LEFT adjustment plate
CR3230633	Backrest structure
PE65019	RIGHT Lateral plastic pad
PE65020	LEFT Lateral plastic pad
PE65021	Leg rest plastic pad #1
PE65022	Leg rest plastic pad #2
PE65024	Leg rest plastic pad #3
PE65028	Armrest plastic protection
SW-06	4" swivel wheel with brake
CU-01	Back rubber bands (6)
CU-02	Vinyl back cushion C
CU-03	Vinyl seat cushion C
CU-04	Vinyl armrest cushion C
CU-05	Vinyl RIGHT lateral cushion C
CU-06	Vinyl LEFT lateral cushion C
CU-12	Crypton back cushion C
CU-13	Crypton seat cushion C
CU-14	Crypton armrest cushion C
CU-15	Crypton RIGHT lateral cushion C
CU-16	Crypton LEFT lateral cushion C

Accessory Part list	
CP-1510	Lateral tray
CS-1610	Elbows support Height frame adjustment
CS-1620	Elbows support cushions
CS-1710	I/V pole support
CP-1720	I/V pole lower part
1E1601	I/V pole higher part
HO40419	Lateral tray support
PE65030	Elbows support plastic protector
CU-07	Vinyl RIGHT Elbow cushion C
CU-08	Vinyl LEFT Elbow cushion C
CU-17	Crypton RIGHT Elbow cushion C
CU-18	Crypton LEFT Elbow cushion C

Important: Note « C »
Always specify fabric name, pattern, color, and the HARMONY's serial number for all replacement part orders. Upholstered replacement parts may vary slightly in color from the original part due to dye lot differences. LPA Medical will not be responsible for dye lot differences.

Liste de pièces standard	
CS-1100	Structure de base
CS-1210	Support de mécanisme
CS-1220	Structure d'assise
CP-1230	Mécanisme GAUCHE
CP-1231	Mécanisme DROIT
CS-1310	Renfort arrière de dossier
CS-1320	Plaque d'ajustement de dossier DROIT
CS-1321	Plaque d'ajustement de dossier GAUCHE
CR3230633	Structure de dossier
PE65019	Panneau latéral DROIT (plastique)
PE65020	Panneau latéral GAUCHE (plastique)
PE65021	Plaque #1 d'appui-jambe (plastique)
PE65022	Plaque #2 d'appui-jambe (plastique)
PE65024	Plaque #3 d'appui-jambe (plastique)
PE65028	Protection d'appui-bras (plastique)
SW-06	Roue pivotante avec frein 4pc
CU-01	Bandes élastiques pour dossier (6)
CU-02	Rembourrage de dossier en Cuirette C
CU-03	Rembourrage de siège Cuirette C
CU-04	Rembourrage d'appui-bras en Cuirette C
CU-05	Rembourrage latéral DROIT en Cuirette C
CU-06	Rembourrage latéral GAUCHE en Cuirette C
CU-12	Rembourrage de dossier en Crypton C
CU-13	Rembourrage de siège en Crypton C
CU-14	Rembourrage d'appui-bras en Crypton C
CU-15	Rembourrage latéral DROIT en Crypton C
CU-15	Rembourrage Latéral GAUCHE en Crypton C

Liste de pièces d'accessoires	
CP-1510	Tablette latérale
CS-1610	Structure d'ajustement hauteur appui-coudes
CS-1620	Structure support appui-coudes
CS-1710	Support pour tige à soluté
CP-1720	Partie inférieur de tige à soluté
1E1601	Partie supérieur de tige à soluté
HO40419	Support de tablette latérale
PE65030	Protecteur de plastique appui-coudes
CU-07	Coussin coude DROIT en Cuirette C
CU-08	Coussin coude GAUCHE en Cuirette C
CU-17	Coussin coude DROIT en Crypton C
CU-18	Coussin coude GAUCHE en Crypton C

Important : Note « C »
Toujours spécifier la couleur, le motif du tissu et le numéro de série du HARMONIE lors de la commande de pièces de remplacement. Les pièces de remplacement peuvent avoir de légères différences de couleur avec celles du fauteuil original. LPA Médical ne pourra être tenu responsable pour ces différences.

Using the HARMONY Chair

For the safest operation, please familiarize yourself with the following components:


- A:** Swivel wheels with brake.
- B:** Seat depth and backrest angle adjustment.
- C:** Push bar.
- D:** Front seat height adjustment.
- E:** Rear seat height adjustment.
- F:** One piece seat and leg rest cushion.
- G:** Wide armrest.



Utilisation du fauteuil HARMONIE

Voici les principales composantes pour une utilisation sécuritaire du fauteuil.

- A :** Roues pivotantes avec frein.
- B :** Ajustement de profondeur d'assise et angle de dossier.
- C :** Barre de conduite.
- D :** Ajustement avant de la hauteur d'assise.
- E :** Ajustement arrière de la hauteur d'assise.
- F :** Coussin d'assise et d'appui-jambes en une pièce.
- G :** Appui-bras large.



Available Accessories

- 1:** Fold-down side tray (left or right).
- 2:** Adjustable elbow supports.
- 3:** Cervical support.
- 4:** I/V pole support.
- 5:** Adjustable I/V pole.



Accessoires disponibles

- 1 :** Tablette escamotable (gauche ou droite).
- 2 :** Appui-coudes ajustable.
- 3 :** Support cervical.
- 4 :** Support pour tige à soluté.
- 5 :** Tige à soluté.

FOR YOUR RECORDS

Purchaser's record for LPA MEDICAL 3-1 WARRANTY

Date of Purchase: _____ : Date d'achat _____

Purchased from: _____ : Vendeur _____

Address: _____ : Adresse _____

Model No, Serial No., Description and Quantity: _____ : No. De modèle, No. De série, description, quantité

THANK YOU FOR CHOOSING LPA MEDICAL PRODUCTS.

MERCI D'AVOIR CHOISI LES PRODUITS LPA MÉDICAL.

PLEASE FILL OUT THIS INFORMATION CARD, DETACH AND RETURN IT WITHIN 30 DAYS OF PURCHASE.

S.V.P. DÉTACHER ET RETOURNER LA CARTE D'INFORMATIONS DANS LES 30 JOURS SUIVANTS LA DATE D'ACHAT.

Date of Purchase: _____ : Date d'achat _____

Purchase from: _____ : Vendeur _____

Address: _____ : Adresse _____

Facility's Name: _____ : Nom du centre _____

Facility's Street Address: _____ : Adresse du centre _____

City: _____ : Ville _____

State / Province: _____ Zip: _____ : Code postal _____ : Province _____

Model No. Description and Quantity of Items Purchased: _____ No. de modèle, no. de série, description et quantité achetée: _____

Number of Beds in Your Facility: _____ : Nombre de lits _____

Establishment:

- Hospital
- Healthcare center
- Other _____

Sorte d'établissement:

- Hôpital de longue durée
- Centre d'accueil
- Autre _____

What influenced your purchasing decision?

- Magazine Ad
- Direct mail
- Brand name
- Convention exhibit
- Salesperson's suggestion
- Other _____

Qu'est-ce qui vous a influencé le plus dans votre décision :

- Annonce
- Centre d'accueil
- Exposition
- Vendeur
- Suggestion d'un professionnel
- Autre _____